

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd155/Pvr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q91Wp1

Artikelnummer: CM0010746

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD155/Pvr (PVS, Taa1, necl-5). Validiert für Durchflusszytometrie ohne Sekundärreagenz. Erkennt den nativen Rezeptor. Molekulargewicht ~45 kDa. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Immunphänotypisierung und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD155/Pvr mAk
Bemerkungen/Alias	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5817
GenID	52118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-348 von Maus CD155/Pvr (NP_612564.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q91WP1
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel