

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd161C/Nk1.1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P27814

Artikelnummer: CM0010244

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD161c/NK1.1 (Klon NKR-P1C) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, detektiert Maus-NK-Zellen. Ideal für Immunologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD161c/NK1.1 mAk
Bemerkungen/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3820
Gen-ID	17059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 67-223 von Maus-CD161/NK1.1 (NP_001153376.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P27814
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel