

Pe-Kaninchen Anti-Maus Cd162/Psgl-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q3Ta56

Artikelnummer: CM0012568

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD162/PSGL-1, validiert für Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus, mit einem Immunogen aus rekombinantem Protein, das die Aminosäuren 18-320 abdeckt. Geeignet für Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Maus CD162/PSGL-1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	6404
GeneID	20345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-320 von Maus CD162/PSGL-1 (NP_033177.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3TA56
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel