

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd163 Mak Für Durchflusszytometrie - Q2Vlh6

Artikelnummer: CM0011744

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD163 (M130), geeignet für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf das Scavenger-Rezeptor-Cystein-reiche Typ-1-Protein M130 ab, das am Hämoglobin-Abbau und an anti-inflammatorischen Reaktionen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD163 mAk
Bemerkungen/Alias	CD163v2; CD163v3; M130
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	9332
Gen-ID (Maus)	93671
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 39-260 von Maus-CD163 (NP_444324.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q2VLH6
Proteingewicht	121kDa/125kDa
Versand	Eisbeutel