

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd18 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P11835

Artikelnummer: CM0003986



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD18 (Integrin beta-2) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Reagiert spezifisch mit Maus-Proben, 85 kDa. Ideal für die Forschung zu Leukozytenadhäsion, Migrationsprozessen von Immunzellen und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD18 mAb
Bemerkungen/Alias	2E6; LAD; Cd18; Lfa1; MF17; LCAMB
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3689
GenID	16414
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-771 von Maus-CD18 (NP_032430.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P11835
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel