

## Pe Kaninchen Anti-Maus Cd19 Mak Für Fc - P25918

Artikelnummer: CM0008034

### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD19, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). B-Zell-Marker-Korezeptor; ideal für die Entwicklung von Immunoassays und die B-Zell-Forschung. Reagiert mit Maus. - P25918

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Wert                                 |
|------------------|--------------------------------------|
| Produktname      | PE Kaninchen anti-Maus CD19 mAk      |
| Spezies          | Maus                                 |
| Gen-ID (Mensch)  | 930                                  |
| Gen-ID           | 12478                                |
| Immunogen        | Rekombinantes Protein von Maus CD19. |
| Quelle           | Kaninchen                            |
| Kategorie        | Monoklonale Antikörper               |
| Anwendung        | FC                                   |
| Kreuzreaktivität | Maus                                 |
| SWISS            | P25918                               |
| Proteingewicht   | 60 kDa                               |
| Versand          | Eisbeutel                            |