


Pe-Kaninchen Anti-Maus Cd1d Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P11609 / P11610

Artikelnummer: CM0010023



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Maus-CD1d (P11609/P11610), validiert für die Durchflusszytometrie zur Untersuchung der Lipidantigenpräsentation und der NKT-Zellbiologie in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD1d mAk
Anmerkungen/Alias	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	912
GenID (Maus)	12479/12480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-305 von Maus-CD1d enthält (NP_031665.2/NP_031666.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P11609/P11610
Proteingewicht	39 kDa/38 kDa
Versand	Eisbeutel