

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd200/Ox2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O54901

Artikelnummer: CM0004288

Einführung

PE-markierter Kaninchen-anti-Maus-CD200/OX2-monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt das OX-2-Membranglykoprotein, das an der T-Zell-Kostimulation und der Regulation myeloider Zellen beteiligt ist. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD200/OX2 mAb
Bemerkungen/Alias	OX2; Mox2
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	4345
Gen-ID	17470
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-232 von Maus-CD200/OX2 (NP_034948.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O54901
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel