


Pe Kaninchen Anti-Maus Cd204 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P30204

Artikelnummer: CM0005748



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD204 (Makrophagen-Szengerrezeptor Typ I/II). Validiert für Durchflusszytometrie (FC), geeignet für die Untersuchung der angeborenen Immunität, Arteriosklerose und Makrophagenfunktion. UniProt P30204.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD204 mAk
Bemerkungen/Alias	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4481
GenID	20288
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-458 von Maus-CD204 (NP_001106797.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30204
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel