


## Pe-Kaninchen Anti-Maus Cd206/Mmr Monoklonaler Antikörper - Q61830

Artikelnummer: CM0005139



### Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den Maus Makrophagen-Mannoserezeptor 1 (CD206/MMR), validiert für Durchflusszytometrie (oberflächlich und intrazellulär) an Mausproben. Ideal für Forschung in Immunologie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | PE Kaninchen Anti-Maus CD206/MMR mAk                                                                                                               |
| Anmerkungen/Alias  | MR; CD206                                                                                                                                          |
| Spezies            | Maus                                                                                                                                               |
| GenID (menschlich) | 4360                                                                                                                                               |
| GenID              | 17533                                                                                                                                              |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-154 von Maus CD206/MMR (NP_032651.2) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung          | FC (intra),FC                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität   | Maus                                                                                                                                               |
| SWISS              | Q61830                                                                                                                                             |
| Proteinmasse       | 165 kDa                                                                                                                                            |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                                         |