

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd23 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20693

Artikelnummer: CM0012312

Einführung

PE-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD23 (Fcer2), entwickelt für die Durchflusszytometrie. Zuverlässiges Reagenz zur Untersuchung IgE-Rezeptor-vermittelter B-Zell- und Makrophagenfunktionen. Monoklonal, artspezifisch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus CD23 mAb
Bemerkungen/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Spezies	Maus
GeneID (human)	2208
GeneID	14128
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-331 von Maus-CD23 (NP_038545.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20693
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistasche