

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Cd235A/Glykophorin-A-Mab Für Die Durchflusszytometrie - P14220

Artikelnummer: CM0009015

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD235a (Glykophorin A), validiert für die Durchflusszytometrie. Ein wichtiges Erythrozytenmembranprotein, das für die Membranstabilität und die MN-Blutgruppenantigene entscheidend ist. SWISS: P14220.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-CD235a/Glykophorin-A-mAb
Bemerkungen/Alias	GPA; CD235a
Art	Maus
GeneID (Mensch)	2993
GeneID	14934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-108 von Maus-CD235a (NP_034499.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14220
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku