

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd24 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P24807

Artikelnummer: CM0008288

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD24 (HSA, Ly-52, Nectadrin), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Immunphänotypisierung und Zelldifferenzierungsstudien an murinen lymphoiden, myeloiden und erythroiden Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD24 mAk
Bemerkungen/Aliase	HSA; Cd24; Ly-52; Nectadrin
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	100133941
GenID	12484
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-53 von Maus CD24 (NP_033976.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel