

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01590

Artikelnummer: CM0008492

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD25 (IL-2R α , p55) gerichtet ist, geeignet für Durchflusszytometrie-Anwendungen bei der Untersuchung von regulatorischen T-Zellen und Immuntoleranzmechanismen. Dieser Antikörper ist spezifisch für die alpha-Kette der Maus IL-2-Rezeptor und ideal für die Treg-Identifizierung und Funktionsassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Maus CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3559
GenID	16184
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-236 von Maus-CD25 (NP_032393.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel