

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd262/Trailr2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Qzm4

Artikelnummer: CM0004375

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-CD262/TRAILR2 (Todesrezeptor 5) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Apoptose-, Todesrezeptor-Signalweg- und Krebsforschung in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD262/TRAILR2 mAk
Bemerkungen/Alias	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	8795
Gen-ID	21933
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 53-170 von Maus-CD262/TRAILR2 (NP_064671.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QZM4
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel