

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd267/Taci Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Et35

Artikelnummer: CM0009800

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD267/TACI (Tnfrsf13b) gerichtet ist, für Anwendungen der Durchflusszytometrie. Erkennt einen 27 kDa Rezeptor, der die Stimulation von B- und T-Zellen vermittelt. Spezifisch für Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD267/TACI mAk
Bemerkungen/Alias	Taci, 1200009E08Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	23495
GenID (Maus)	57916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 5-129 von Maus-CD267/TACI (NP_067324.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9ET35
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel