

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd268/Baff-R Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9D8D0

Artikelnummer: CM0008084

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD268/BAFF-R (B-Zell-Reifungsdefekt/B-Zell-aktivierender Faktor-Rezeptor). Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für Studien zur B-Zell-Rezeptor-Signalgebung und zum Überleben reifer B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD268/BAFF-R mAb
Bemerkungen/Alias	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	115650
GeneID	72049
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 10-71 von Maus CD268/BAFF-R (NP_082351.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9D8D0
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eistüte