

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd272/Btla Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q7Tsa3

Artikelnummer: CM0009654



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD272/BTLA, validiert für Durchflusszytometrie. B- und T-Lymphozyten-Abschwächer, der an der Immunregulation beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Maus CD272/BTLA mAb
Bemerkungen/Alias	A630002H24
Spezies	Maus
GeneID (Human)	151888
GeneID	208154
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-176 von Maus CD272/BTLA (NP_001032808.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7TSA3
Proteingewicht	22kDa/34kDa
Versand	Eistasche