


## Pe-Kaninchen Anti-Maus Cd274/Pd-L1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Ep73

Artikelnummer: CM0011843



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus PD-L1 (CD274), der gegen die extrazelluläre Domäne gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie an Mausproben; geeignet für die Forschung zu Immun-Checkpoints und Tumورimmunologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Maus CD274/PD-L1 mAk        |
| Bemerkungen/Alias | B7h1, Pdl1, Pdcd1l1l, Pdcd1lg1, A530045L16Rik |
| Spezies           | Maus                                          |
| GeneID (Mensch)   | 29126                                         |
| GeneID            | 60533                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                         |
| Quelle            | Kaninchen                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                        |
| Anwendung         | FC                                            |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                          |
| SWISS             | Q9EP73                                        |
| Proteingewicht    | 32 kDa                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                     |