

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd301 (Mgl1/2) Mak Für Die Durchflusszytometrie - P49300 / Q8Jzn1

Artikelnummer: CM0012697

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD301 (MGL1/2) für die Durchflusszytometrie. Erkennt CLEC10A-Lectin auf Makrophagen; unterstützt die Forschung in Tumorimmunität, Fettgewebsentzündung und Infektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus CD301 (MGL1/2) mAk
Bemerkungen/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	10462/54551
GeneID (Maus)	17312/216864
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 57-304 von Maus CD301a (NP_034926.1) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49300/Q8JZN1
Versand	Eisbeutel