

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd301B/Mgl2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Jzn1

Artikelnummer: CM0008665

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD301b (MGL2), ein C-Typ-Lektin-Membranglykoprotein. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Immunologie- und Glykobiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus CD301b/MGL2 mAb
Bemerkungen/Alias	CD301b
Spezies	Maus
GeneID (Human)	10462
GeneID	216864
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 233-332 von Maus CD301b/MGL2 (NP_660119.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8JZN1
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel