

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd304/Neuropilin-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P97333

Artikelnummer: CM0011390



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD304/Neuropilin-1, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung von Neurogenese, Angiogenese und entwicklungsbiologischer Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD304/Neuropilin-1 mAb
Bemerkungen/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Spezies	Maus
GeneID (Human)	8829
GeneID	18186
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-856 von Maus CD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P97333
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel