

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd32 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08101

Artikelnummer: CM0012583

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD32 (FcγRIIB), validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung der IgG-Rezeptorfunktion in lymphoiden und myeloischen Zellen. Uniprot: P08101.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus CD32 mAb
Bemerkungen/Alias	CD32, Fcgr2, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Lym-1, fcRII, FcgRII, Fcgr2a, Ly-m20, Fc[g]RII, F630109E10Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	2213
Gen-ID	14130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-207 von Maus-CD32 (NP_034317.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08101
Proteingewicht	31kDa/33kDa/36kDa
Versand	Eisbeutel