

## Pe Kaninchen-Anti-Maus Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q64314

Artikelnummer: CM0010280

### Einführung

PE-markierter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Maus-CD34, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung der Adhäsion hämatopoetischer Stamm-/Vorläuferzellen und der frühen Hämatopoese. Reagiert mit Maus-CD34. UniProt: Q64314.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen-anti-Maus CD34 mAk                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1                                                                                        |
| Spezies           | Maus                                                                                                                   |
| GeneID (Mensch)   | 947                                                                                                                    |
| GeneID            | 12490                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-287 von Maus-CD34 (NP_598415.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | FC                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                   |
| SWISS             | Q64314                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 41 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                              |