

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd35 Mak - Cd35

Artikelnummer: CM0009516

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD35 (Cr1, C3DR) für Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Maus, Proteingewicht 113 kDa. Ideal für immunologische Forschung an Komplementrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD35 mAk
Bemerkungen/Alias	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	1380
Gen-ID	12902
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 21-396 von Maus-CD35 (NP_001355694.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel