

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd352/Slamf6 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Et39

Artikelnummer: CM0008512

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Maus CD352/SLAMF6 (Ly108/NTB-A), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von SLAM-Familien-Rezeptor-vermittelter Immunzellsignalgebung und -modulation in murinen hämatopoetischen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Maus CD352/SLAMF6 mAb
Bemerkungen/Alias	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Spezies	Maus
GenelD (Human)	114836
GenelD	30925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-235 von Maus CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9ET39
Proteingewicht	39kDa
Versand	Kühltasche