

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd366 (Tim-3) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Vim0

Artikelnummer: CM0012169



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD366 (TIM-3), validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus, exprimiert auf Th1-, CD8+ T-Zellen, Makrophagen und dendritischen Zellen. Ideal für die Immun-Checkpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Maus CD366 (TIM-3) mAb
Bemerkungen/Alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Spezies	Maus
GenelD (Human)	84868
GenelD	171285
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-191 von Maus CD366 (TIM-3) (NP_599011.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8VIM0
Proteingewicht	22kDa/31kDa
Versand	Eistasche