

Pe Kaninchen-Anti-Maus Cd40 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P27512

Artikelnummer: CM0009238

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper spezifisch für Maus-CD40 (TNFRSF5, Bp50), validiert für die Durchflusszytometrie. Zielgerichtet gegen die extrazelluläre Domäne (AS 20-189). Ideal für Studien zur B-Zellaktivierung und Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus CD40 mAk
Aliase	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	958
Gen-ID	21939
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-189 von Maus-CD40 enthält (NP_035741.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P27512
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eispackung