

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd43 Mak - P15702

Artikelnummer: CM0005509



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD43 (Leukosialin) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für Immunphänotypisierung, T-Zell-Aktivierung und Migrationsstudien in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD43 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd43; Ly48; Galgp; Ly-48; A630014B01Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6693
GenID	20737
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-248 von Maus-CD43 (NP_033285.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15702
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel