

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15379

Artikelnummer: CM0009479



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Lymphozyten-Homing und Hyaluronan-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD44 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	960
Gen-ID	12505
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 23-176 von Maus-CD44 (NP_033981.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel