

Pe-Kaninchen Anti-Maus Cd45 Mak Für Fc - P06800

Artikelnummer: CM0009683

Einführung

Zuverlässiger PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch gegen Maus CD45 (PTPRC, Leukozyten-Common-Antigen). Optimiert für Durchflusszytometrie (FC), ideal für Immunphänotypisierung und die Beschaffung von Rohstoffen für Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Maus CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-566 von Maus CD45 (NP_001104786.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Eisbeutel