

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd45.1 Mab - P06800

Artikelnummer: CM0010531

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus CD45.1 für die Durchflusszytometrie. Erkennt das Leukozyten-Common-Antigen, eine Rezeptor-Tyrosin-Proteinphosphatase C, mit spezifischer Reaktivität für Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD45.1 mAb
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	5788
Gen-ID	19264
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 311-410 von Maus CD45.1 (NP_001104786.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eisbeutel