

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd47 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q61735

Artikelnummer: CM0010063

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD47 (IAP) für die Durchflusszytometrie. Validiert für Maus-Proben, zielt auf das Leukozyten-Oberflächenantigen ab, das an Zelladhäsion und Immunregulation beteiligt ist. UniProt Q61735.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD47 mAb
Bemerkungen/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	961
GenID	16423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-135 von Maus-CD47 enthält (NP_034711.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61735
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel