

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Cd5-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13379

Artikelnummer: CM0011559

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für CD5 der Maus (Ly-1-Antigen), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung von T-Zellen und B1a-Zellen, Immuntoleranz und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-CD5-mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Art	Maus
GeneID (Mensch)	921
GeneID	12507
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-371 des Maus-CD5 (NP_031676.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13379
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku