

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd50/Icam-3 (Icam-5/Telencephalin) Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q60625

Artikelnummer: CM0006018

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD50/ICAM-3 (ICAM-5/Telencephalin), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für Forschung zu neuronaler Adhäsion und Neuroimmunologie von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Maus CD50/ICAM-3 mAk
Bemerkungen/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	7087
GenID (Maus)	15898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-227 von Maus CD50/ICAM-3 (NP_032345.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60625
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel