

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd6 Mab - Q61003

Artikelnummer: CM0004942

Einführung

PE-Konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD6 für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-CD6, ein T-Zell-Antigen, das an Adhäsion, Kostimulation und angeborener Immunität beteiligt ist. MG: 64/68/72 kDa. Swiss-Prot: Q61003. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD6 mAb
Bemerkungen/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Spezies	Maus
GeneID (Human)	923
GeneID	12511
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-155 von Maus-CD6 (NP_033982.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61003
Proteingewicht	64kDa/68kDa/72kDa
Versand	Eisbeutel