

## Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd62E Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q00690

Artikelnummer: CM0010851

### Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD62E (E-Selektin), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Immunadhäsions- und Leukozytenverkehrsstudien in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen-anti-Maus CD62E mAb                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-Selektin                                                                           |
| Spezies           | Maus                                                                                                              |
| GeneID (human)    | 6401                                                                                                              |
| GeneID            | 20339                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 22-557 von Maus-CD62E (NP_035475.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                            |
| Anwendung         | FC                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                              |
| SWISS             | Q00690                                                                                                            |
| Protein-Gewicht   | 66kDa                                                                                                             |
| Versand           | Eistasche                                                                                                         |