

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd62L Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P18337

Artikelnummer: CM0009601

Einführung

PE Kaninchen anti-Maus CD62L monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt L-Selektin (CD62L), validiert in der Maus. Geeignet für die Untersuchung von Lymphozyten-Homing und Leukozyten-Rolling. SWISS: P18337.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD62L mAb
Anmerkungen/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-Selektin
Spezies	Maus
GeneID (human)	6402
GeneID	20343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 39-332 von Maus-CD62L entspricht (NP_035476.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18337
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel