

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd68 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P31996

Artikelnummer: CM0012762

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Maus-CD68 (Makrosialin) gerichtet ist, für intrazelluläre durchflusszytometrische Anwendungen. Geeignet für die Färbung von Maus-Makrophagen und dendritischen Zellen. Hohe Spezifität und starkes PE-Signal.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD68 mAk
Bemerkungen/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	968
GenID	12514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-291 von Maus-CD68 (NP_001277987.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31996
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel