

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Cd70-Mab Für Fc - 055237

Artikelnummer: CM0008570

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD70. Für die Durchflusszytometrie (FC) validiert. Zur Untersuchung der CD70-CD27-Signalübertragung bei der T-Zell-Aktivierung und der Immunüberwachung von B-Zellen eingesetzt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-CD70-mAb
Bemerkungen/Alias	Cd27l; CD27LG; Tnfsf7; Tnlg8a
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	970
GeneID	21948
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 47-195 des Maus-CD70 entspricht (NP_035747.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O55237
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Kühlakku