

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd79B Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15530

Artikelnummer: CM0010048



Einführung

PE-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus CD79b (B29, Ig-beta, B-Zell-spezifisches Glykoprotein B29), validiert für Durchflusszytometrie-Anwendungen (FC). Ideal zur Untersuchung der B-Zell-Rezeptor-Signalgebung und der adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD79b mAb
Bemerkungen/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Spezies	Maus
GeneID (Human)	974
GeneID	15985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-158 von Maus CD79b (NP_032365.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15530
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche