

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd80 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q00609

Artikelnummer: CM0009522



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD80, ein Schlüssel-Molekül für die T-Zell-Kostimulation. Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für die Immunologieforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Maus CD80 mAb
Bemerkungen/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Spezies	Maus
GeneID (Human)	941
GeneID	12519
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 38-245 von Maus-CD80, NP_033985.3, enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00609
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eistasche