

Pe Kaninchen Anti-Maus Cd82 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P40237

Artikelnummer: CM0004410

Einführung

PE-konjugierter Kaninchen Anti-Maus CD82 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CD82, ein Tetraspanin, das an Immunregulation, Adhäsion und Angiogenese beteiligt ist. Geeignet für die Analyse von Maus-Splenozyten und Nierenzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Maus CD82 mAk
Bemerkungen/Alias	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3732
GenID	12521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-266 von Maus CD82 (NP_001258390.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P40237
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel