

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-Cd84-Mab - Q18Pi6

Artikelnummer: CM0009651

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen murines CD84 (SLAMF5) für die Durchflusszytometrie. Ideal für Untersuchungen zu Rezeptoren der SLAM-Familie, adaptiver Immunität sowie der Funktion von NK-/T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-CD84-mAb
Bemerkungen/Alias	CDw84; SLAMF5; A130013D22Rik
Art	Maus
GeneID (Mensch)	8832
GeneID	12523
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-221 des murinen CD84 (NP_038517.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q18Pi6
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku