

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd86 Mab - P42082

Artikelnummer: CM0010055

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD86, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zur T-Zell-Aktivierung und Kostimulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus CD86 mAb
Bemerkungen/Alias	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	942
Gen-ID	12524
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P42082
Protein-Gewicht	35 kDa
Versand	Eistasche