


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-Cd87-Mab Für Fc - P35456

Artikelnummer: CM0004148



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD87 (uPAR) für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert für Mausproben; er zielt auf den Urokinase-Rezeptor ab, der an der Plasminogenaktivierung und Zellmigration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-konjugierter Kaninchen-anti-Maus-CD87-mAb
Anmerkungen/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Spezies	Maus
GeneID (human)	5329
GeneID	18793
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-297 von Maus-CD87 entspricht (NP_035243.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35456
Proteingewicht	24 kDa/35 kDa
Versand	Kühlakku