

Pe-Kaninchen Anti-Maus Cd88/C5aR Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P30993

Artikelnummer: CM0009528



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD88/C5aR, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Maus, vorhergesagtes Proteingewicht 39 kDa. Geeignet für Forschung zu Immunologie und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Maus CD88/C5aR mAk
Bemerkungen/Aliase	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	728
GenID (Maus)	12273
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-37 von Maus CD88/C5aR (NP_031603.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30993
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eispackung