


Pe Kaninchen Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01731

Artikelnummer: CM0009167



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch Maus-CD8a, den MHC-Klasse-I-Korezeptor, erkennt. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), ermöglicht die Detektion von zytotoxischen T-Lymphozyten und NK-Zellen in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	925
GenID	12525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-196 von Maus-CD8a (NP_001074579.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel