

Pe-Kaninchen-Anti-Maus-CD90.2-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01831

Artikelnummer: CM0010641

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD90.2 (Thy-1) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Mausproben; unterstützt die Immunphänotypisierung und die Untersuchung von Zell-Zell-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-CD90.2-mAk
Anmerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	7070
Gen-ID	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD90.2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01831
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku