


Pe Kaninchen Anti-Maus Cd95/Fas Mak - P25446

Artikelnummer: CM0012195



Einführung

PE-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD95/FAS für die Durchflusszytometrie. Erkennt das Maus-Tumornekrosefaktor-Rezeptor-Superfamilienmitglied 6 (SWISS P25446); geeignet für die Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD95/FAS mAk
Bemerkungen/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	355
Gen-ID	14102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-169 von Maus-CD95/FAS (NP_032013.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25446
Protein-Gewicht	37 KDa
Versand	Eisbeutel